

alan^{obe}



dental & medical

HIGHEST QUALITY IN
HUMAN PRIORITY



ALAN & CO, it's

AN INTERNATIONAL KNOW-HOW IN THE DENTAL AND MEDICAL BUSINESS

Une renommée mondiale dans le domaine dentaire et médical

(EN) Unique Belgian medical textile producer, we export more than 95% of our turnover. We sell our high quality products in more than 50 countries all over the world. We are located in the province of Liège, in the heart of Europe and close to one of the biggest European harbors, Antwerp (Anvers).

(FR) Unique fabricant belge en textile médical, réalisant plus de 95% de notre CA à l'étranger, nous exportons dans une cinquantaine de pays à travers le monde. Notre entreprise est située dans la province de Liège, au coeur de l'Europe et à proximité d'un des plus grands ports européens, Anvers.



ALAN & CO, it's also



KNOW-HOW SINCE 1980

Un savoir-faire depuis 1980

(EN) Our dental and medical textile company is located in Verviers (Belgium), once world capital for textile. Our large experience made Alan products reputation known worldwide.

(FR) Notre entreprise de fabrication textile dentaire et médicale est installée à Verviers (Belgique), à l'époque, capitale mondiale du textile. Notre renommée repose sur une longue expérience.

CONSTANT EVOLUTION

Une évolution constante

(EN) New plant (a 52.000 sqm site) since mid-2016 to improve our quality, flexibility, innovation and development requirements. We are always looking for new products to enlarge our range.

(FR) Nouvelles installations depuis mi-2016 (site de 52.000 m2) pour répondre aux critères de flexibilité, de qualité et d'innovation. Nous enrichissons également constamment notre gamme de produits.

STRICT COMPLIANCE WITH REQUIREMENTS

Le respect d'exigences strictes

(EN) ISO 13485, CE certificate. Cotton meeting the European Pharmacopoeia standards and MDR 2017/745 compliant.


(FR) Certification ISO 13485 et produits certifiés CE. Coton répondant aux normes de la Pharmacopée Européenne. Nous respectons la réglementation MDR 2017/745.

A PERSONALISED AND DEDICATED SERVICE

Un service personnalisé de qualité

(EN) Family owned business, reactive with a personalised relation from the first contact to the after-sale service. Production with our or your brand name, even for smaller quantities, we adapt to your special request, we organize transport and administrative work, whatever the final destination is.

(FR) Entreprise familiale réactive avec un interlocuteur direct du 1^{er} contact au service après vente. Nous produisons à notre nom ou en 'private label' sans exigence de grandes quantités, nous nous adaptons à vos demandes de produits particuliers, nous organisons pour vous le transport et les formalités administratives, quelle que soit la destination finale.



Our dental cotton rolls

Nos rouleaux salivaires



White and colours / *Blancs & couleurs*

(EN)

- 100% hydrophilic bleached cotton
- 36 mm long
- Size 1 (Ø 8mm) - 2 (Ø 10mm) - 3 (Ø 12mm)
- Compact and light
- Optimal and fast absorption
- Other dimensions on request
- Available in organic white cotton

The coloured rolls are available in:
yellow, green, pink, blue, lilac.

(FR)

- 100% coton blanchi hydrophile
- 36 mm de long
- Taille 1 (Ø 8mm) - 2 (Ø 10mm) - 3 (Ø 12mm)
- Compact et léger
- Absorption optimale et rapide
- Autres dimensions sur demande
- Disponible en coton BIO


Les rouleaux de couleur sont disponibles en : jaune, vert, rose, bleu, lilas.





Braided retraction cord *Fils de rétraction tressé*

- Ultra-resistant / *Ultra résistant*
- Protects the sulcus / *Protège le sulcus*
- Length : 300cm / *Longueur: 300 cm*
- Available diameters : 0.3mm / 0.45mm / 0.55mm / 0.75mm
- 100% cotton / *100% coton*



Knitted retraction cord *Fils de rétraction tricoté*

- High elasticity / *Grande élasticité*
- Airy mesh / *Mailles aérées*
- Length : 300cm / *Longueur: 300 cm*
- Available diameters : 0.55mm / 0.80mm / 1mm
- 100% cotton / *100% coton*



Astringent solution *Liquide astringent*

(EN) Can be used with cords, pellets, paper tips and mini sponges.

(FR) Peut être utilisé avec fils, pellets, pointes papier et mini-éponges.



Our cotton pellets / *Nos pellets en coton*

TECHNICAL DATA SHEETS
FICHES TECHNIQUES



(EN) For drying cavities and applying medication.
Available diameters : 7mm / 5,5mm / 4mm / 3mm

(FR) Pour séchage des cavités et application de médicaments.
Diamètres disponibles : 7mm / 5,5mm / 4mm / 3mm

- High absorption power
Grand pouvoir d'absorption
- High stability of shape
Grande stabilité de forme
- Extremely soft
Extrême douceur
- 100% cotton
100% coton



Our sterilized products

Nos produits stérilisés

Stecoden / Stecoden

(EN) Blister containing 6 dental rolls n°2, 6 cotton pellets n°2 and 15 cotton pellets n°4.


(FR) Blister contenant 6 rouleaux salivaires n°2, 6 pellets de coton n°2 et 15 pellets de coton n°4.



Microbrush / Microbrosses

(EN) Blister containing 2 micro brushes \varnothing 1.5mm.

(FR) Blister contenant deux microbrosses \varnothing 1,5mm.



TECHNICAL DATA SHEETS
FICHES TECHNIQUES



Cotton Pellets / Pellets en coton

(EN) Blister containing 6 or 15 cotton pellets.


(FR) Blister contenant 6 ou 15 pellets en coton.



Endodontic sponges / Eponges endodontiques

(EN) Blister containing 1 endo sponge \varnothing 50mm.

(FR) Blister contenant 1 éponge endodontique \varnothing 50mm.



Non-woven pad / Compresse non-tissée

(EN) Sterilized on request. Non-woven compress made of viscose and polyester. Dimensions 5x5cm.

(FR) Stérilisée sur demande, compresse non-tissée composée de viscose et de polyester. Dimensions 5x5cm.

Our sutures


Nos sutures



Alan Lact Fast

(EN) Absorbable thread - resorption after +- 1 week.

(FR) Fil résorbable - résorption après +- 1 semaine.



Alan Glyde

(EN) Absorbable thread - resorption after +- 4 weeks

(FR) Fil résorbable - résorption après +- 4 semaines.

Details available in the data sheet.

Détails disponibles dans la fiche technique.



Alan Lene

(EN) Non-resorbable - monofilament thread.

(FR) Fil non résorbable - monofilament.



Alan Silk

(EN) Non-resorbable - multi filament thread.

(FR) Fil non résorbable - multi filament.



TECHNICAL DATA SHEETS
FICHES TECHNIQUES

Our saliva ejectors

Nos aspire-salive

(EN) To extract saliva from patients :

- Easily adjustable
- Phtalate-free
- Removable caps
- Available colours : fuschia, blue and transparent



TECHNICAL DATA SHEETS
FICHES TECHNIQUES

(FR) Pour extraire la salive des patients :

- *Facilement modulable*
- *Sans phtalates*
- *Bouchon amovible*
- *Couleurs disponibles : fuschia, bleu et transparent*



Our saliva ejectors
Nos aspire-salive

Our protections / *Nos protections*



Bib
Bavoir

- One waterproof and one absorbent layer / *Une couche imperméable et une absorbante*
- Soft and comfortable / *Doux et confortable*
- Available in white and blue / *Disponible en blanc et en bleu*
- The bibs are pre-cut for easy installation / *Les bavoirs sont prédécoupés pour une pose facile*



Napkin
Serviette



Bib with pocket
Bavoir avec poche

- Waste pocket / *Poche pour déchets*
- Pre-cut ties to tie around the neck / *Attaches prédécoupées à nouer autour du cou*
- Available in blue / *Disponible en bleu*



TECHNICAL DATA SHEETS
FICHES TECHNIQUES

Our protections Nos protections



Napkin holder - *Attache serviette*

(EN) Available in orange, light blue, white, pink, yellow, light green, dark green, purple and red.

(FR) Disponible en orange, bleu clair, blanc, rose, jaune, vert clair, vert foncé, mauve et rouge.



Cardboard tray - *Plateau en carton*

(EN) Non-sterile cardboard tray. Not bulky, stackable and light.

(FR) Plateau en carton non-stérile. Pas encombrant, empilable et léger.

Dimensions: 255 x 135 x 15 mm



Tray protection - *Protection plateau*

(EN) Absorbs gas and smoke, eliminates contact between the instruments and the tray.

(FR) Absorbe gaz et fumée, élimine tout contact entre les instruments et le plateau.

Dimensions: 18 x 28 cm



Our dispensers
Nos distributeurs



Bibs dispenser
Distributeur de bavoirs



Napkins dispenser
Distributeur de serviettes



Dental rolls dispenser
Distributeur de rouleaux salivaires





Plastic pellets dispenser
Distributeur de pellets en plastique



Stainless steel pellets dispenser
Distributeur de pellets en inox



Saliva ejectors dispenser
Distributeur d'aspire-salive



Cords and liquid dispenser
Présentoir pour fils & liquides

**All our dispensers are
easy to use, durable
and hygienic.**

***Tous nos
distributeurs sont
faciles d'utilisation,
résistants et
hygiéniques.***





Contact us
Contactez-nous

Avenue André Ernst 17
4800 Verviers - Belgium

+32 (0) 87 31 10 59
info@alan.be
www.alan.be
  Alan&co